



ONCOLOGISCH EN INTERNISTISCH DAGZIEKENHUIS

INFUSORPOMP



Inhoud

Wat is een infusorpomp?	4
Hoe volg ik het verloop van mijn infusie?	5
Hoe draag ik de infusorpomp?	6
Wat doe ik als de infusor lekt of barst?	7
Dagelijks leven met een infusorpomp	8
Nuttige contacten	10

doc535/2024/v2

Deze brochure kwam tot stand in samenwerking met de firma Baxter.

Deze informatiebrochure is indicatief en vervangt de raadpleging bij je arts niet. Mocht deze informatiebrochure vergissingen of onvolledigheden bevatten, dan zijn de medewerkers en artsen van het AZ Sint-Elisabeth Zottegem hiervoor niet aansprakelijk.


Voorwoord

De infusorpomp is een draagbaar medicatiesysteem, dat we gebruiken om je behandeling zo aangenaam mogelijk te maken. De medicatie wordt namelijk toegediend zonder dat je je dagelijkse activiteiten moet onderbreken.

Via deze brochure bezorgen we je meer info over de werking van het systeem en het gebruik in het dagelijks leven. Heb je na het lezen van deze brochure nog vragen, stel deze dan gerust aan je behandelend arts of verpleegkundige.

Wat is een infusorpomp?

Een infusorpomp is een draagbaar medicatiesysteem, dat op een continue manier langzaam medicatie toedient in je lichaam.



1. luerbeschermddop
2. luer lock connector
3. debietregelaar
4. toedieningslijn (niet-afknikbaar)
5. leegindicatoren
6. ballonreservoir
7. indicatorlijn
8. steriliteitsbeschermddop
9. beschermend omhulsel

Het ballonreservoir duwt de medicatie via de toedieningslijn en de katheter in je lichaam. De debietregelaar controleert de infusiesnelheid van de medicatie. Je behandelend arts kiest de infusor met de juiste infusiesnelheid die het best aansluit bij je behandeling.

Hoe volg ik het verloop van mijn infusie?

Met behulp van de indicatorlijnen op de behuizing van de Infusor volg je het verloop van de infusie. Je behandelend arts deelt je mee hoelang de infusie ongeveer duurt. Of je nu een SV (small-volume) of LV (large-volume) Infusor gebruikt, de infusie is pas voltooid als het ballonreservoir leeg is. Dat zie je aan de hand van de leeg-indicator. Dat zijn acht uitsteeksels aan de binnenkant van de ballon die je enkel ziet wanneer de ballon volledig leeg is.

OPGELET

Gebruik de infusor NIET in volgende situaties:

- bij een lek ter hoogte van de toedieningslijn;
- bij een scheur in de ballon;
- wanneer de steriliteitsbeschermkap ontbreekt;
- wanneer er een teken is van lekkage van het geneesmiddel in het beschermend omhulsel.



Vol



1/2 afgegeven



Leeg

Hoe draag ik de infusorpomp?

Het uiteinde van de leiding (de luer lock connector) bevestig je steeds op de huid. Doe dat op ongeveer dezelfde hoogte als de bovenkant van de infusor (d.w.z. de beschermdop). Zo behoud je een correcte toedieningsnelheid.

Je krijgt een draagtasje/beschermhoes. Zo kan je de infusor steeds in optimale omstandigheden meedragen.



Wat doe ik als de infusor lekt of barst?

1. Leg de infusor in een afgesloten container.
2. Contacteer het ziekenhuis waar je in behandeling bent.
3. Koppel je infusor af als je behandelend arts dit vraagt.
4. Komt het geneesmiddel in contact met je huid? Of lekt het op een oppervlak? Was het geneesmiddel dan onmiddellijk af en was je handen daarna.
5. Volg de richtlijnen van het ziekenhuis rond afvalverwerking om te weten hoe je de infusor kan weggooien.

Dagelijks leven met een infusorpomp

WATER

- Dompel de infusor niet onder water of breng hem niet in contact met een waterstraal.
- Plaats de infusor in een plastic zak of op een vast oppervlak buiten de douche.

SLAPEN

- Plaats de infusor op ongeveer dezelfde hoogte als waar de connector aansluit op je catheter/poort.
- Je kan de infusor ook onder je kussen leggen wanneer je slaapt.

ACTIVITEITEN

- Sport je graag? Dat kan gerust met de infusor. Zorg er voor dat het geneesmiddel min of meer op kamer-temperatuur blijft en stel het niet bloot aan water.
- Overleg met je behandelend arts welke oefeningen geschikt zijn voor je.

DIEREN

- Je kan de infusor veilig gebruiken als er huisdieren in de buurt zijn. Zorg er wel voor dat je huisdier er niet op bijt of mee speelt.

ZONLICHT

- Gebruik de infusor gerust tijdens dagelijkse activiteiten. Zorg er voor dat de infusor min of meer op kamertemperatuur blijft. Stel het niet gedurende langere tijd bloot aan extreemhoge of lage temperaturen.
- Bescherm de infusor tegen direct zonlicht.

REIZEN

- Je kan veilig een vliegreis maken met een infusor als je over een voorschrift beschikt van je behandelend arts (douanecontrole).
- Neem de infusor mee in de cabine van het vliegtuig en niet in je bagage.

ENKELE TIPS

- De verpleegkundige bracht kleefpleisters aan wanneer de pomp aangesloten werd. Hou deze pleisters best ter plaatse.
- Neem geen bad of douche wanneer je de pomp draagt.
- Het thermisch zakje is speciaal ontwikkeld om de infusorpomp in optimale omstandigheden mee te dragen. Enkel bij controle van de pomp haal je de pomp uit het zakje.
- Merk je dat de pomp niet vermindert in volume? Controleer dan of de klem openstaat. Twijfel je? Neem dan contact op met het dagziekenhuis.
- Verwittig onmiddellijk het dagziekenhuis bij pijn of lekkage ter hoogte van de insteekplaats.

Nuttige contacten

Indien je meer informatie wenst of vragen hebt, kan je contact opnemen via onderstaande gegevens.

Oncologisch en Internistisch Dagziekenhuis

09 364 87 50

Het dagziekenhuis bereik je van maandag tot en met vrijdag van 8.00 uur tot 18.00 uur (uitgezonderd feestdagen).

Algemeen nummer AZ Sint-Elisabeth Zottegem


09 364 81 11


Spoedgevallendienst

09 364 85 55

Aanvullende informatie op www.sezz.be.

AZ Sint-Elisabeth Zottegem vzw

 Godveerdegemstraat 69
9620 Zottegem

 T 0032 9 364 81 11
F 0032 9 364 89 00


 info@sezz.be


 www.sezz.be

0418.558.166

RPR Gent, afd. Oudenaarde

Medisch Centrum Brakel

 Watermolenstraat 74-76
9660 Brakel

 T 0032 55 42 66 01

